

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه لقسم علوم وتكنولوجيا الألبان

Laboratory Staff:

Name	Position	Tel.	E-Mail
Dr. Wael Fathi Elkot	Associate Professor	01007733086	wael.fathi@agr.aswu.edu.eg
Dr. Osama safwat fawzy	Associate Professor	01011369699	Osama.safwat@agr.aswu.edu.eg
Dr. Ahmed Mahmoud Asar	Assistant Professor	01004772716	ahmed.asar@agr.aswu.edu.eg
Eslam mostafa Khalil ahmed	Assistant Lecturer	01158572694	Eslamkhali@agr.aswu.edu.eg

أجهزة معمل علوم وتكنولوجيا الألبان

جهاز تقدير القوام والتركيب Texture Analyzer



CT3 4500	الموديل Model
86020718	رقم التسلسل Serial number
يستخدم في تقدير الاختبارات البيولوجية للمنتجات اللبنية المختلفة (القوام والتركيب)	الاستخدام Usage

فرن تجفيف Oven



CO-81B	الموديل Model
HY0170207	رقم التسلسل Serial number
تجفيف العينات وكذلك تعقيم الزجاجيات بالاعتماد علي الفروق في درجات الحرارة	الاستخدام Usage

فرن ترميد MUFFLE



MF-12	الموديل Model
HY0170379	رقم التسلسل Serial number
ترמיד عينات اللبن ومنتجاته	الاستخدام Usage

فراز لبن تركي



ASYA ZENIT	الموديل Model
DE 140	رقم التسلسل Serial number
الفصل لدهن اللبن والحصول علي القشدة اعتمادا علي قوة الطرد المركزي	الاستخدام Usage

وحدة هضم (كلداهل)

STEAM DISTILLATION UNIT KJELDAHL



PRO-NITRO M	الموديل Model
K4024282062	رقم التسلسل Serial number
هضم العينات اللبنية للتخلص من كل المكونات العضويه فيما عدا النيتروجين في صورة كبريتات امونيوم	الاستخدام Usage

وحدة تقطير (كلداهل)



CB-130D	الموديل Model
HY0170308	رقم التسلسل Serial number
تقطير او تكسير كبريتات الامونيوم المتكونه بعد هضم العينات اللبنية للحصول علي النيتروجين في صوره امونيا تستقبل في احماض معلومه القوة	الاستخدام Usage

**جهاز تقطير المياه
AUTOMATIC WATER STILL**



WSA-08	الموديل Model
S11P2002-0216	رقم التسلسل Serial number
تنقية وتقطير المياه المستخدمة في الاختبارات المعملية	الاستخدام Usage

pH METER

جهاز تقدير الأس الهيدروجيني



DC12000500D	الموديل Model
HI2211	رقم التسلسل Serial number
قياس الرقم الهيدروجيني للمحاليل والعينات والاسواط الغذائية	الاستخدام Usage

ثلاجة نوفروست ١٦ قدم

REFRIGERATOR NO FROST



SJ-PV16G	Model	الموديل
	Serial number	رقم التسلسل
حفظ العينات والمحاليل	Usage	الاستخدام

كريا زي ديب فريزر ٦ درج نوفروست ديجيتال



E250N6/3	Model	الموديل
14490401005107	Serial number	رقم التسلسل
حفظ العينات والمحاليل	Usage	الاستخدام

ماكينة آيس كريم INTBUYING HARD ICE CREAM MACHINE



BQL-112Y	الموديل Model
---	رقم التسلسل Serial number
صناعة اصناف مختلفة من الايس كريم والمثلوجات اللبنية	الاستخدام Usage

حضان INCUBTOR



ST 4+	الموديل Model
S04BF140106	رقم التسلسل Serial number
توفير بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة	الاستخدام Usage

حمام مائي WATER BATH



WATER BATH WRISD	الموديل Model
S04BF140	رقم التسلسل Serial number
تدفئة المحاليل والعينات والبيئات الغذائية	الاستخدام Usage

الميزان الحساس SENSITIVE SCALE



W AC-60	الموديل Model
1000137144L008	رقم التسلسل Serial number
وزن وتقدير العينات , حيث يتميز بحساسيته العالية حتي أربعة أرقام عشرية	الاستخدام Usage

الأوتوكلاف AUTOCLAVE



W AC-60	الموديل Model
1000137144L008	رقم التسلسل Serial number
تعقيم البيئات والادوات	الاستخدام Usage

غرفة تعقيم الهواء Laminar



CB-130 D	الموديل Model
HY0170207	رقم التسلسل Serial number
تعقيم الهواء داخل كيبنة العمل	الاستخدام Usage

اقساط لبن استانلس استيل سعة ٥٠ لتر



محلي الصنع	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
نقل اللبن من المصدر الي وحدة التصنيع	الاستخدام Usage

ميزان كهربائي ٣٠٠ كجم Balance



LEADERS	الموديل Model
140152002	رقم التسلسل Serial number
للوزن	الاستخدام Usage

ديب فريز افقي ٣٣٦ لتر Deep freezer



LC600ASL00	الموديل Model
110020216	رقم التسلسل Serial number
حفظ اللبن والمنتجات اللبنية	الاستخدام Usage

ثلاجة عرض Refrigerator



محلّي الصنع	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
عرض المنتجات في صالات ومعارض التوزيع	الاستخدام Usage

حوض تجبن cheese tank



محلّي الصنع	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
صناعة اصناف مختلفة من الجبن	الاستخدام Usage

مكبس جبن جاف Dry Cheese Press Machine



محلي الصنع	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
صناعة اصناف مختلفة من الجبن الجافة والنصف جافة	الاستخدام Usage

غرفة تبريد cold chamber



EMBRRACA	الموديل Model
M19E8000	رقم التسلسل Serial number
صناعة اصناف مختلفة من الجبن والالبان المتخمرة	الاستخدام Usage

ماكينة تعبئة الزبادي Yogurt packing



	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
تعبئته وتغليف الزبادي	الاستخدام Usage

تانكات استقبال واسترجاع



MY632-4	الموديل Model
201906	رقم التسلسل Serial number
حفظ اللبن في صورته جيده واسترجاع اللبن المجفف	الاستخدام Usage

ماكينة ايس كريم ايطالي ٣ ذراع



ST18	الموديل Model
ST18BQL0750	رقم التسلسل Serial number
صناعة اصناف مختلفة من المثلوجات اللبنية	الاستخدام Usage

جهاز تحليل اللبن LACTOSCAN MILK ANALYZER



إيطالي	الموديل Model
	رقم التسلسل Serial number
تحليل التركيب الكيميائي للبن السائل	الاستخدام Usage